

### Næse ponding til isolering af *Staphylococcus aureus*

1. Hold grisen ved snaren (fravælg venligst grise, hvor næseborene er meget tilstoppet af gødning eller foder).
2. Træk podepinden ud af etuiet.
3. Hold i den sorte top og lad ikke podepinden røre noget inden anvendelse.
4. Stik podepinden ind i grisens næse. Prøven skal tages i de yderste 2 cm, så stik ikke pinden for langt ind (se billede).
5. Gnid næseslimhinden meget grundigt ved at føre podepinden rundt i næseboret i 3 cirkler. Der skal lægges så meget tryk i at podepinden bøjer som et håndsving.
6. Gentag proceduren i det andet næsebor med den samme podepind.
7. Stik podepinden tilbage til etuiet.
8. Slip grisen fri.
9. Marker etuiet.

